




# CZYSTOŚĆ I DEZYN



TOA-037 MEDICLEAN MC 320 WC CLEAN 5L ŻEL ANTYBAKTERYJNY



Preparat w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność mycia. Zalecany do mycia armatury łazienkowej. Posiada właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży zapach. Butelka typu „kaczka”

ułatwia dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

**Mycie muszli, bidetów itp.:**

- preparat nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5-10 min. i spłukać.

**Mycie umywalek i armatury**

:

- preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, przetrzeć, następnie spłukać i wytrzeć do sucha.

**SKŁAD:**

Niejonowe środki powierzchniowo czynne, kwas fosforowy, kwas amidosulonowy, alkohol izopropylowy, chlorek sodu, kompozycjapachowa, barwnik.

Współczynnik pH: 2

**OPAKOWANIE:**

KANISTER 5L